



CADD solis smertepumpe- Pasientinformasjon



CADD Solis er en smertepumpe som kan brukes til ulike typer behandling som for eksempel smertebehandling. Pumpen er bærbar slik at du kan ha den i en veske eller en ryggsekk. Dette gjør at du i større grad kan bevege deg fritt rundt selv om du får behandling.

Sykepleier vil programmere pumpen slik legen har foreskrevet.

Det vanligste er at smertepumpen gir medikamentet via en liten nål som settes inn under huden (subkutant). Det er lagt inn sperrer som gjør at du kun får tilført medisin etter hva som er bestemt av legen. Pumpen kan være innstilt slik at du selv kan gi deg smertestillende ved å trykke på bolus-knappen (PCA). Du kan ikke gjøre noe feil.

Du vil trenge hjelp fra en sykepleier til å koble til og fra pumpen, lese av pumpen daglig og bytte kassett og batteri ved behov. Det er ønskelig at du alltid har 4 AA alkaliske batterier i hjemmet

Daglig aktivitet

- Du vil få en veske eller sekk til å bære pumpen i
- Når du dusjer anbefales det at pumpen er utenfor dusjen. Den tåler kondens, men ikke vann
- Du kan gjennomføre vanlige aktiviteter og trening med vesken/sekken dersom du er komfortabel med det
- Pumpen kan bli skadet hvis den mistes i bakken

Hvordan vet jeg at pumpen fungerer som den skal?

- Du vil se et grønt lys blinke oppe venstre side av skjermen
- Du hører at pumpen går og du kan se et reservoarvolumet oppe i venstre hjørne på skjermen synker
- Pumpen varsler deg med ulike alarmer, det vil stå på skjermen hvilket problem som eventuelt må løses. Du kan ringe sykepleier i hjemmetjenesten når du er hjemme

Hvordan Stoppe og starte pumpen?

Noen ganger må du skru av pumpen, for eksempel ved skifte av batterier eller når behandlingen din er ferdig

1. Trykk STOPP/START knappen
2. Velg JA på spørsmålet om du vil stoppe. Infusjonene er stoppet
3. For å skru av pumpen, hold inne AV/PÅ knappen på siden av pumpen. Velg JA og pumpen skrur av.

Hvordan skru på pumpen og starte infusjonene?

1. Hold inne AV/PÅ knappen på siden av pumpen
2. Trykk på STOPP/START knappen, velg JA. På skjermen vises hvor lang tid det er igjen av infusjonen.

Hvordan skifte batteri?

Pumpen bruker 4 AA-batterier. Batterikapasiteten vises i displayet.

1. Stopp pumpen og skru den av (Se instruksjon over).
2. Åpne batteridøren på toppen av pumpen, ta ut de gamle batteriene.
3. Sett inn nye batterier og lukk batteridøren.
4. Skru på og start pumpen igjen (se instruksjon over).

Dersom pumpen ikke skrur på, sjekk at du har satt inn batterier riktig vei.

Hva hvis det oppstår lekkasje når du er hjemme?

1. Lukk klemmen på kateteret ditt og ta på hansker
2. Stopp pumpen og skru den av.
3. Legg sekken med pumpen og infusjonene i en plastpose.
4. Ta kontakt med sykehuset

Alarm:	«lavt batteri»
Tiltak:	Batteriet er snart tomt, bytt batteri så fort som mulig
Alarm:	«Lavt reservoarvolum».
Tiltak:	Din behandling er straks ferdig, ta kontakt med din sykepleier.
Alarm:	«Oppstrøms/nedstrøms okklusjon»
Tiltak:	Er alle klemmene åpne? Er det knekk på slangen? Du kan prøve å skru av og på pumpen, eventuelt kontakt sykepleier.
Alarm:	«Luftalarm»
Tiltak:	Det er en luftboble i slangen. Dersom ikke reservoaret er tomt, kan du fylle settet (3-5 sek). Kontakt din sykepleier for ytterligere Instruksjoner.
Alarm:	«Tomt reservoarvolum»
Tiltak:	Din behandling er ferdig. Skru av pumpen, klem igjen klemmen på slangen og kontakt din sykepleier



LÅNEKVITTERING

..... har i dag/..... lånt

SMERTE-PUMPE NR:..... fra Sykehuset Telemark, Palliativ enhet

RETUR AV LÅNT PUMPE:

Etter bruk skal pumpen med utstyr rengjøres og returneres der den var lånt fra.

Dersom pumpen har feil eller mangler må det meldes sammen med pumpen slik at den kan sendes til reparasjon.

Ikke legg pumpen i skapet, vi har mange pasienter som trenger pumper.

Utlånspumper som ikke blir returnert vil bli krevd erstattet av avdeling / enhet som sist hadde pumpen i bruk.

Pris pr. pumpe er kr 20 000, -